

WHEATON®

Центрифужные пробирки

Идеально подходят для стандартного лабораторного анализа проб и центрифугирования.



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

WHEATON® ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПРОБИРКИ ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

Линейка центрифужных пробирок WHEATON® изготовлена из сверхчистого первичного полипропилена и отвечает потребностям повседневных задач центрифугирования большинства лабораторий. Пробирки WHEATON® доступны в размерах 15 мл и 50 мл, имеют герметичную крышку и большее поле для маркировки. Они идеально подходят для исследования широкого спектра образцов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРИФУЖНЫХ ПРОБИРОК

- Изготовлены из чистого ультрапрозрачного полипропилена для лучшей видимости образца.
- Повышенная герметичность
- Легко делать пометки и отмечать образцы.
- Белая, устойчивая к растворителям градуировка.
- Относительное центробежное ускорение 9500 об/мин
- Непирогенна <02,5 ЕЕ/мл
- Варианты упаковки:
 - Упакованы в полистироловый штатив
 - Упаковка россыпью
- Поставляются стерильными
- Рабочая температура от -140°C до 121°C
- Удобны в использовании в перчатках



РОССЫПЬЮ

В ШТАТИВЕ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Описание	Max RCF (xg/об.мин)	Линейка градуировки (ml)	Интервал градуировки (ml)	Стерильность	Фасовка, штук.	Упаковка, штук.
380220	15ml Пробирка центрифужная, полипропиленовая, россыпью в пакете, стерильная	9000	2 to 14.5	0.5	ЕТО	50	500
380230	15ml Пробирка центрифужная, полипропиленовая, в штативе, стерильная	9000	2 to 14.5	0.5	ЕТО	15	500
380100	50ml Пробирка центрифужная, полипропиленовая, россыпью в пакете, стерильная	9500	5 to 47.5	2.5	ЕТО	25	500
380110	50ml Пробирка центрифужная, полипропиленовая, в штативе, стерильная	9500	5 to 47.5	2.5	ЕТО	25	500
380240	50ml Пробирка центрифужная, полипропиленовая, россыпью в пакете, стерильная	7000	5 to 47.5	2.5	ЕТО	25	500

WH.CT-DE-V1-08.07.2020



+7 (499) 648-12-95
115114, Россия, г. Москва, Дербеневская наб, д. 11Б,
БЦ «ПОЛЛАРС» (POLLARS)
www.gluvexlab.com